



Periphere Venenpunktion

## WEGWEISEND

B. Braun-Systeme für periphervenöse Zugänge

# MEHR FLEXIBILITÄT FÜR PERIPHERVENÖSE ZUGÄNGE

Der tägliche Umgang mit peripheren Venen Zugängen erfordert ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene. Die Umsetzung von Richtlinien und Empfehlungen sowie die daraus resultierende Anpassung hausinterner Vorgaben erweitern das Spektrum der Ansprüche an die verwendeten Produkte und den Anwender zusätzlich.

B. Braun-Systeme für peripheren Venen Zugänge bieten daher die notwendige Flexibilität, um jederzeit individuell und bedarfsgerecht agieren zu können.\*



Vasofix® Safety



Vasofix® Safety



Introcan Safety® 3



Mandrins für  
Vasofix® Safety



Heidelberger  
Verlängerung



Discofix® C mit Safeflow  
und 10 cm Verlängerungsleitung



Spülen mit:  
Omniflush®



Spülen mit:  
Omniflush®  
mit SwabCap®

\* Produktbeispiele

# WEG WEISEND

Die Anforderungen des Gesundheitsmarktes ändern sich ständig. Das heißt für Sie, sich immer neu auf die wechselnden Bedingungen einzustellen. Dabei wollen Sie die Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Sie müssen entscheiden, welchen Weg Sie wählen, welche Produkte Sie einsetzen und welche Behandlung für Ihre Patienten die beste ist.

Wir von B. Braun lassen Sie bei Ihren Entscheidungen nicht allein. Wir kennen die Entwicklungen im Gesundheitswesen und in der Medizin. Als Spezialist für die Infusionstherapie und führender Hersteller im Bereich der peripheren Venenpunktion verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung. Mit unserem Komplettportfolio begleiten wir Sie auf dem Weg, für Ihre Patienten und Ihre Klinik individuelle Lösungen zu finden.



### Omniflush® vorgefüllte Spülspritzen

Omniflush® Spülspritzen mit NaCl 0,9% in den Größen 3, 5 und 10 ml und zwei Varianten (Standard oder kombiniert mit Desinfektionskappe für Ventile) sind gebrauchsfertig für das Spülen von Kathetern.



### Softa® Cloth CHX 2%

Desinfektionstuch mit Remanenzwirkung für die Wischdesinfektion von Medicalprodukten. Die Einzelverpackung schützt vor Austrocknen und ermöglicht die hygienische Entnahme. (Einwirkzeit 15 sec.)



## WEGWEISEND

- Mehr Flexibilität bei der Versorgung peripherenöser Zugänge
- Umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Produktlösungen
- Herausragende Materialeigenschaften
- Komplettes Produktportfolio für die Anlage und Verweildauer peripherenöser Katheter



### Heidelberger Verlängerung

DEHP-freie Leitungen mit alkoholbeständigen Ansätzen in unterschiedlichen Längen, therapiebezogen kombinierbar mit Membranventilen oder Dreivegehähnen.



### Caresite® Membranventile

Caresite® als Einzelventil oder kombiniert mit 1-, 2- oder 3-lumigen Verlängerungsleitungen: Das nadelfreie Membranventil hat ein positives Spülvolumen und ist hochdruckbeständig.



Vasofix® Safety, Introcan Safety® W und Introcan Safety® 3

Sicherheitsvenenverweilkatheter von B. Braun reduzieren das Risiko einer Nadelstichverletzung, der passive Sicherheitsmechanismus wird beim Zurückziehen der Kanüle automatisch ausgelöst.



Safeflow Membranventil

Safeflow als Einzelventil oder kombiniert mit 1- oder 2-lumigen Verlängerungsleitungen: Das nadelfreie Membranventil hat ein negatives Spülvolumen und ist kompatibel mit Luer-Steck- und Luer-Lock-Anschlüssen.



Arzneimittelbeständige  
Dreiwegehähne

Discifix® C ist arzneimittel- und alkoholbeständig, alle Varianten (Einzelhähne mit Rotationsadapter und Varianten mit Verlängerungsleitung) sind auch mit integriertem nadelfreiem Membranventil verfügbar.



SwabCap®

Mit der SwabCap® können nadelfreie Membranventile desinfiziert und mit einer effektiven Kontaminationsbarriere versehen werden. Die Einzelverpackung erlaubt die berührungsfreie Konnektion der Kappe mit einem Membranventil.

# ARTIKELINFORMATIONEN

## SICHERHEITSVENENVERWEILKATHETER UND ZUBEHÖR

Produkt	Beschreibung	Gauge
Vasofix® Safety	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzport	■ 14G / ■ 16G / □ 17G / ■ 18G / ■ 20G / ■ 22G / ■ 24G
Introcath Safety® W	Sicherheitsvenenverweilkatheter	■ 14G / ■ 16G / ■ 18G / ■ 20G / ■ 22G / ■ 24G
Introcath Safety® 3	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Septum	■ 16G / ■ 18G / ■ 20G / ■ 22G / ■ 24G
Mandrin	Zubehör für Sicherheitsvenenverweilkatheter Vasofix® Safety und Introcath Safety® W	■ 14G / ■ 16G / □ 17G / ■ 18G / ■ 20G / ■ 22G

## ERGÄNZENDE PRODUKTE

Produkt	Beschreibung	Artikelnummer	PZN
Askina® Soft Clear IV*	Transparenter Fixierverband für Venenverweilkatheter	9086893	10413602
Discofix® C blau**	Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn	16494C	03672131
Discofix® C mit Safeflow, blau**	Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Safeflow-Ventil	16494CSF	04831643
Discofix® C blau mit Verlängerungsleitung 10 cm**	Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Verlängerungsleitung	16500C	03672579
Discofix® C blau mit Safeflow-Ventil und Verlängerungsleitung 10 cm**	Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Safeflow und Verlängerungsleitung	16500CSF	04831695
Safeflow	Nadelfreies Membranventil mit negativem Spülvolumen	409100H	05143299
Safeflow mit Verlängerungsleitung	Verlängerungsleitung mit nadelfreiem Membranventil Safeflow	4097154N	05143313
Safeflow mit Verlängerungsleitung 2-lumig	2-lumige Verlängerungsleitung mit nadelfreien Membranventilen Safeflow	4097145N	05143388
Caresite®	Nadelfreies Membranventil mit positivem Spülvolumen	415122-01	04828687
Caresite® mit Verlängerungsleitung	Verlängerungsleitung mit nadelfreiem Membranventil Caresite®	470100-01	04828718
Caresite® mit Verlängerungsleitung 2-lumig	2-lumige Verlängerungsleitung mit nadelfreien Membranventilen Caresite®	470106-01	04830678
Heidelberger Verlängerung mit Schiebeklemme, 10 cm	Verlängerungsleitung für Infusionssysteme	4097290	12657633
Heidelberger Verlängerung mit Schiebeklemme, 15 cm	Verlängerungsleitung für Infusionssysteme	4097291	12657656
Verlängerungsleitung 0,9 x 1,9 mm mit Schiebeklemme, 10 cm	Verlängerungsleitung für Infusionssysteme	4054394	-
Combi-Stopper rot**	Verschlusskonus	4495101	03200685
Injekt® Solo, 10 ml	2-teilige Einmalspritze, Luer-Ansatz	4606108V	02057926
Omniflush® mit und ohne SwabCap®	Mit NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze zum Spülen	siehe Produktbroschüre	
SwabCap®	Desinfektionskappe mit 70%-igem Isopropylalkohol (IPA)	EM-SCXT3	11088558
Softa® Cloth CHX 2%	Desinfektionstüchlein zur Desinfektion von Medizinprodukten	19581	11722340
Softasept® N 250 ml ungefärbt	Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel	3887138	08505018

\* Askina® Soft Clear IV ist ausschließlich im ambulanten Markt verfügbar

\*\* verfügbar auch in anderen Farben

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. +49 5661 71-0 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)