



Vasco[®] OP eco

Herausragende Passform und hohe Qualität
zu einem günstigen Preis

Vasco® OP eco

Anatomisch geformte OP-Handschuhe –
herausragende Passform und hohe Qualität zu einem günstigen Preis



Weiche und hochflexible ergonomische Latexhandschuhe – die ideale Wahl für mehr Sensibilität und Sicherheit | AQL 1.0
Nahezu frei von chemischen Zusatzstoffen, frei von Thiuramen und Mercaptobenzothiazol (MBT)

- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Puderfrei
- Innenseite mit latexfreier Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- Sicherer Halt durch mikrorauhe Oberfläche
- 0,19 mm durchschnittliche Wandstärke (Handinnenseite) bietet zuverlässigen Schutz
- Größenadaptierte Handschuhlängen von 260 mm bis 280 mm

Vasco® OP eco

Größe	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
5,5	40 Paar	6081308
6	40 Paar	6081316
6,5	40 Paar	6081324
7	40 Paar	6081332
7,5	40 Paar	6081340
8	40 Paar	6081359
8,5	40 Paar	6081367
9	40 Paar	6081375



Alle Vasco® OP-
Handschuhe sind
paarweise als
Rechts/Links-Paar im
Papierumschlag und
einem Peel-Beutel
verpackt.

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-45 05 | www.bbraun.de