

Komplettlösungen aus einer Hand

B. Braun bietet Ihnen Komplettlösungen für die Infusionstherapie – von der Vorbereitung über die Durchführung der Therapie bis zur Entsorgung

Begegnen Sie Ihren täglichen Herausforderungen mit professionellen Lösungen:
Für mehr Sicherheit für Sie und Ihre Patienten



AirStop-Membran im Tropfkammerboden:

- Filtermembran mit einer Porengröße von $\leq 15 \mu\text{m}$ zum Schutz vor groben Partikeln
- Wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert

PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung:

- Die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung



Für weitere Infos:
scannen / klicken

Ecoflac® plus

Ein Behälter, der überzeugt und sich lohnt:

- Standfest, griffig und bruchsicher
- Kann Arbeitsschritte einsparen:
 - Aufhänger – integriert,
 - Belüftung – nicht notwendig,
 - Einstichport – 2 keimfreie Ports (Twincap)
- Nicht hergestellt mit PVC, DEHP und Latex



Intrafix® SafeSet

Das B. Braun Premium-Infusionsgerät mit AirStop-Membran im Tropfkammerboden und endständiger PrimeStop-Schutzkappe

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Druckbeständig bis 2 bar



Venofix® Safety

Sicherheits-Venenpunktionsbesteck zur **Kurzzeitinfusion**, Injektion, Transfusion und Blutentnahme

- Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch leichten 2-Fingerdruck des Gehäuses mit Daumen und Mittelfinger und Zurückziehen der transparenten Kammer
- Hör- und fühlbare Aktivierung des Sicherheitsmechanismus mit einer Hand
- Entspricht der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5



Vasofix® Safety

Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzport

- Mit integriertem, selbstaktivierendem Sicherheitsmechanismus zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen
- Entspricht der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5



Introcan Safety® 3

Sicherheits-Venenverweilkanüle ohne Zuspritzport mit integriertem Mehrfachseptum

- Zur Reduzierung von Blutaustritt während der Katheteranlage und der gesamten Verweildauer des Zugangs
- Entspricht der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5



Für weitere Infos:
scannen / klicken

Medibox®

Sicheres Abfallbehältnis zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld

- Entspricht der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 (6) und der ISO 23907, die Prüfanforderungen an sichere Abfallbehältnisse definiert



Für weitere Infos:
scannen / klicken

Bestellformular – alles auf einen Blick

Artikelbezeichnung	Weitere Infos	Art.-Nr.	PZN	VE / Karton	Ihre Anzahl
B. Braun bietet ein breites Angebot an Infusionslösungen im Ecoflac® plus					
Sterofundin® ISO (balancierte Vollelektrolytlösung)	 scannen/klicken	2506355	01078955	10 x 500 ml	
Sterofundin® ISO (balancierte Vollelektrolytlösung)		2506375	01078961	10 x 1000 ml	
Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun		3200950	08609255	10 x 500 ml	
Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun		3200970	08609261	10 x 1000 ml	
Intrafix®¹ – Infusionsgeräte für die Druck- und Schwerkraftinfusion					
Intrafix® SafeSet, 180 cm	 scannen/klicken	4063000	01900697	100 St.	
Intrafix® SafeSet, 180 cm, mit Rückschlagventil		4063001	03688853	100 St.	
Intrafix® Air P, 150 cm		4062955	07666297	100 St.	
Venofix® Safety¹ – Sicherheits-Venenpunktionsbesteck					
■ 25G, 0,5 x 19 mm, Schlauchlänge: 30 cm		4056502N	17935315	500 St. ³	
■ 23G, 0,65 x 19 mm, Schlauchlänge: 30 cm		4056503N	17935321	500 St. ³	
■ 21G, 0,8 x 19 mm, Schlauchlänge: 30 cm		4056504N	17935338	500 St. ³	
■ 21G, 0,8 x 19 mm, Schlauchlänge: 19 cm		4056506N	17935373	500 St. ³	
■ 19G, 1,1 x 19 mm, Schlauchlänge: 30 cm		4056505N	17935344	500 St. ³	
Vasofix® Safety¹ – Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzport					
■ 24G, 0,7 x 19 mm		4269071S-01	05132456	200 St. ⁴	
■ 22G, 0,9 x 25 mm		4268091S-01	00198120	200 St. ⁴	
■ 20G, 1,1 x 33 mm		4268113S-01	00198137	200 St. ⁴	
■ 18G, 1,3 x 33 mm		4268334S-01	00198143	200 St. ⁴	
■ 18G, 1,3 x 45 mm		4268130S-01	00198605	200 St. ⁴	
□ 17G, 1,5 x 45 mm		4268156S-01	00198700	200 St. ⁴	
■ 16G, 1,7 x 50 mm		4268172S-01	00198841	200 St. ⁴	
■ 14G, 2,2 x 50 mm		4268210S-01	00199415	200 St. ⁴	
Introcane Safety® 3¹ – Sicherheits-Venenverweilkanüle ohne Zuspritzport mit integriertem Mehrfachseptum					
■ 24G, 0,7 x 19 mm		4251127-01	11868687	200 St. ⁴	
■ 22G, 0,9 x 25 mm		4251128-01	11868701	200 St. ⁴	
■ 20G, 1,1 x 25 mm		4251129-01	11868718	200 St. ⁴	
■ 20G, 1,1 x 32 mm		4251130-01	11868724	200 St. ⁴	
■ 18G, 1,3 x 32 mm		4251131-01	11868730	200 St. ⁴	
■ 18G, 1,3 x 45 mm		4251132-01	11868747	200 St. ⁴	
■ 16G, 1,7 x 50 mm		4251133-01	12644211	200 St. ⁴	
■ 14G, 2,2 x 50 mm		4251134-01	16032048	200 St. ⁴	
Medibox®² – Sichere Abfallbehältnisse					
Medibox® 0,8 L (max. Füllvolumen: 0,67 L)		9193424	16400687	18 St.	
Medibox® 2,4 L (max. Füllvolumen: 2 L)		9193600	13847399	27 St.	
Medibox® 4,7 L (max. Füllvolumen: 3,9 L)		9193618	13847376	25 St.	
Medibox® 5,7 L (max. Füllvolumen: 4,8 L)		9193627	13847382	25 St.	
Medibox® 6,8 L (max. Füllvolumen: 5,7 L)		9193639	14410285	22 St.	
Stangenhalterung für Medibox® 6,8 Liter		9193639-0	-	1 St.	
Medibox® 9,1 L (max. Füllvolumen 7,7 L)		9193640	13856665	13 St.	
Befestigungsschraube für Medibox® 9,1 Liter		9193640-0	-	1 St.	

¹ Diese Produkte sind über Sprechstundenbedarf abrechenbar. Bitte berücksichtigen Sie die jeweilige, regionale Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

² Diese Produkte sind über Praxisbedarf abrechenbar.

³ Hinweis: Ein Umkarton zu 500 Stück enthält 10 Schachteln zu 50 Stück des jeweiligen Artikels.

⁴ Hinweis: Ein Umkarton zu 200 Stück enthält 4 Schachteln zu 50 Stück des jeweiligen Artikels.

Ihr Lieferant

✕

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel

✕

✕
✕

Datum
Unterschrift