


Vasco® | Technisches Datenblatt

Latex Untersuchungshandschuhe (für den einmaligen Gebrauch | unsteril)

Produktvarianten	Größe	Vasco® Basic	Vasco® Sensitive
Stück/Pack	XS-L / XL	100 / 90	100 / 90
	XS	REF	6066608
	S	REF	6066616
	M	REF	6066624
	L	REF	6066632
	XL	REF	6066640
Farbe		Naturweiß	Naturweiß
			
Abmessung (Handbreite/mm)	XS	≤ 80	≤ 80
	S	80 ± 10	80 ± 10
	M	95 ± 10	95 ± 10
	L	110 ± 10	110 ± 10
	XL	≥ 110	≥ 110
Länge (Median/min)		240 mm	240 mm
Wanddicke Handfläche (einwandig)		min. 0,08 mm	min. 0,08 mm
Handschuhmaterial	Naturlatex (NRL)		
Proteingehalt		≤ 30 µg/g	≤ 30 µg/g
Oberflächenbehandlung		Online-Chlorinierung	synthetische Innenbeschichtung
Puder		Puderfrei	Puderfrei



		Vasco® Basic	Vasco® Sensitive
Stück/Pack	XS-L	100	100
	XL	90	90
Transportkarton		10 Pack	10 Pack
Aufbewahrung:			
Haltbarkeit		3 Jahre	3 Jahre
Lagerung		Bei Zimmertemperatur lagern, vor Staub, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Ozon schützen	
Zusatzstoffe:			
Beschleuniger		Zn-Dithiocarbamat, Zn-Mercaptobenzothiazolat	
Vulkanisationsmittel		Schwefel	
Aktivator		Zinkoxid	
Alterungsschutz		Sterisch modifizierte Phenolen	
Handschuhdesign:			
Form		Gerade Finger, beidhändig passend	
Bund		Rollrand	
Oberflächen		Mikrorau Oberfläche, texturiert im Fingerbereich	
Physikalische Eigenschaften:			
Reißfestigkeit		min. 6 N (Median)	
Wasser-Dichtigkeit		AQL 1,5	
Bioburden		< 100 CFU / Handschuh (CFU = colony-forming unit)	
pH-Wert		Neutral	
Produktbezogene Normen		EN 455 1-4, EN 374 1-3, EN 420	
Qualitätszertifikate		ISO 13485; ISO 9001	
EEC Zertifikate		Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III entsprechend 89/686/EEC Medizinprodukt Klasse 1 gemäß 93/42/EEC Lebensmittelkonformität nach 1935/2004/EEC	