


# Vernacare® Einmalkanüle

## LDS Einmalkanüle mit Spardorn


### ANWENDERVORTEILE

- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock-Einmalspritzen ohne Spardorn
- Geeignet für die Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns

### KOMPATIBEL MIT LUER-LOCK-EINMALSPRITZEN OHNE SPARDORN




### KOMPATIBEL MIT LUER-STECK-EINMALSPRITZEN OHNE SPARDORN



\* Beim konnektierten Kanülenansatz mit Spritzenkonus.

### LDS VERNACARE® EINMALKANÜLE

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polymer mit Spardorn **1**
- Langschliff
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



### VERNACARE® EINMALKANÜLEN, GEFERTIGT NACH DER DIN EN ISO-NORM 7864

Produktname	Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	VE* / Karton	Art.-Nr.	PZN**
LDS Long Orange Needle	25 G x 1"	0,5 x 25 mm	0,40 mm	50 x 100 Stück	011753VC	17532356

LDS (Low Dead Space): Geringeres Totraumvolumen.

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik, Ambulant: auch als Packung zu 100 Stück \*\*PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich um Empfehlungen u.a. aufgrund der jeweiligen Abmessungen.  
Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt letztendlich beim Anwender.