

Umstellung des Produkt- und Verpackungsdesigns

Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen

(Stand 30. Oktober 2023)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass das Design unserer Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen aus produktionsbedingten Gründen geändert wurde.

Die Änderung resultiert aus der Verlagerung des Produktionsstandortes und der Anpassung des Herstellverfahrens bei der Produktion unserer Kanülen.

Im Rahmen der Umstellung des Designs unserer Einmalkanülen werden folgende Produktdaten geändert:

- die Artikelnummer
- die Pharmazentralnummer
- die Menge pro Karton und somit die Verkaufseinheit als auch
- die Menge pro Palette

Die Änderungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.

Bitte berücksichtigen Sie die neuen Verkaufseinheiten bei Ihren Bestellungen.

Die Umstellung erfolgt durch die Substitution der aktuellen auf die neue Artikelnummer.

Ab voraussichtlich Ende Januar 2024, in Abhängigkeit von den Reichweiten der bisherigen Varianten, werden die Aufträge mit Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen im neuen Produkt- und Verpackungsdesign ausgeliefert.

Die neuen Artikelnummern können unabhängig davon, je nach der Verfügbarkeit bestellt werden (vgl. Anlage).

Unsere Fachberater*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG



i. V. Andrea Viereck
Leitung Marketing Anästhesie & Intensiv



i. A. Iwona Wojcik
Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion

Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen

Neues Produkt- und Verpackungsdesign

Ab voraussichtlich Ende Januar 2024 werden unsere Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen im neuen Design ausgeliefert. Den Zeitpunkt der Umstellung der einzelnen Varianten entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.

Produkteigenschaften

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer und Luer-Lock Einmalspritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzel steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

Anwendungsvorteile

- Umfassendes Produktsortiment an Kanülen in verschiedenen Gauge-Größen und Längen
- 3-Facetten-Schliff
- Leichtere Identifikation der Gauge-Größe durch farbcodierten Konus



Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen:
Bisheriges Design



Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen:
Neues Design